

El baño de disolución AT

SOTAX

40 años de experiencia.

AT 6



AT 7



AT 7smart



Desde 1973.

El AT funciona con todo tipo de métodos y es el centro de la línea de disolución Xtend™. Ha sido diseñado tomando en cuenta la experiencia que la industria nos ha permitido adquirir durante 40 años.




Baño de disolución AT

El baño de disolución AT

SOTAX


Diseño Innovador.



El baño de disolución AT


Visibilidad para desarrollo e investigación de resultados fuera de especificaciones.

- Visualización completa de TODOS los vasos
- Sistema de monitoreo de video CenterView™
 - Ajuste y control individual de cámaras
 - Luz indirecta integrada
 - Todos los datos pueden ser transferidos y almacenados por TCP/IP



Una nueva dimensión en posibilidades de observación.


El baño circular permite estudiar los mecanismos de liberación de las formulaciones.



El baño de disolución AT

Excelente control de temperatura y fácil de limpiar

- Circulación de agua optimizada para mantener homogeneidad todo el tiempo
- Bomba con cebado automático
- Rápido llenado. Conector de drenaje frontal
 - Baño redondo sin esquinas, facilita la limpieza



Vasos con Auto-centrado.

El AT elimina los tiempos no productivos. Vasos anclados a la base del baño, garantizan un centrado preciso de los vasos.

Ejes con altura fija.

Manteniendo la tradición de contar con los ejes con menor excentricidad de la industria, el AT incorpora el mismo diseño utilizado en baños SOTAX anteriores. Los ejes no requieren ajuste de altura.


SOTAX



Cumplimiento por Diseño.

AutoCompliance™ los ejes de altura fija y posicionamiento fijo de vasos garantiza cumplir con la regulación, sin requerir ajustes del operador.

sotax





Sistema fácil EasyTouch™

Operación simple e intuitiva permite crear y programar métodos más fácil que nunca. Estructura de menús con iconos y capacidad de varios idiomas reduce el tiempo de capacitación del analista al mínimo.